

## چک لیست نگهداری پیشگیرانه (PM) دستگاه همودیالیز JMS

شماره سریال:

مدل دستگاه:

| دوره                         | شرح   | کاملا سالم               | مشکلات جزئی              | خراب                     |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ۶ ماهه<br>(توسط<br>شرکت تدا) | اتصال ارت دستگاه کنترل گردد.                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | مقاومت چاه ارت اندازه گیری گردد.                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | زنگ زدایی لاین های دستگاه در صورت لزوم انجام گردد.            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | عملکرد صفحه نمایش کنترل گردد.                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | گرد و غبار قطعات داخلی بوسیله دستگاه مکنده/ دمنده زدوده گردد. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                              | تست نشتی جریان انجام گردد.                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |