

چک لیست نگهداری پیشگیرانه (PM) دستگاه همودیالیز JMS

شماره سریال:

مدل دستگاه:

دوره	شرح	کاملا سالم	مشکلات جزئی	خراب
سالانه (توسط شرکت تدا)	کلیه کابل ها و اتصالات کنترل گردد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	عملکرد دستگاه با توجه به حافظه دستگاه کنترل گردد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	با توجه به ساعت کارکرد، قطعات مورد نیاز پمپ خون تعویض گردد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	با توجه به ساعت کارکرد، قطعات مورد نیاز پمپ سرنگ تعویض گردد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	با توجه به ساعت کارکرد، قطعات مورد نیاز مکش محلول تعویض گردد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	با توجه به ساعت کارکرد، قطعات مورد نیاز پمپ اولترافیلتراسیون تعویض گردد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	با توجه به ساعت کارکرد، قطعات مورد نیاز پمپ خون تعویض گردد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	با توجه به دستورالعمل کمپانی سایر قطعات مورد نیاز تعویض گردد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>